

Thema: Softwareübersicht für L-Cam USB über WDM / DirectX Treiber

Eigenprodukt	Programm Name	Bildmodul vorhanden	Bildmodul Name	Aufpreis Bildmodul	WDM für L-Cam	Freezefunktion COM 4	Game	Freigabe XP / 2000	Freigabe Vista
I.C.LERCHER	Medical EDA	ja	Medical EDA	€ 470,00	ja	X		ja	ja
Abrechnung									
Dampsoft	DSWin	ja	DSView		ja	X	X	ja	ja
Compudent	Z1	ja	Praxisarchiv 4		ja	X		ja	nein
Compudent	Highdent	ja	Praxisarchiv 4		ja	X		ja	nein
Compudent	Zahnarztrecner	ja	Praxisarchiv 4		ja	X		ja	nein
Chremasoft	Windent	ja	Praxisarchiv 4		ja	X		ja	nein
Evident	Evident	ja	MMO / Klemmbrett		ja	X		ja	nein
Computer Konkret	stoma-win	ja	fr-win		ja	X		nein	nein
Dens	Dens-Office	ja	Dens-Video		ja		X	ja	nein
BDV	Visi-dent	ja	Visi-media		ja	X		ja	nein
DocExpert	Dentix	ja	Dentix		ja	X		ja	nein
Dios	Dios ZX	ja	ProCam		ja	X	X	ja	nein
Computer Forum	Dental-Vision	ja	Dental-Vision		ja	X	X	nein	nein
Ergodent	Ergodent	ja	Kameramodul		ja	X		ja	nein
Pharmatechnik	Linudent	nein	VDDS / Medical EDA *	€ 470,00	nein			ja	ja
Solutio	Charly	nein	VDDS / Medical EDA *	€ 470,00	nein			ja	ja
Consys Dent	Consys Dent	nein	VDDS / Medical EDA *	€ 470,00	nein			ja	ja
Zahn32	Zahn 32	nein	VDDS / Medical EDA *	€ 470,00	nein			ja	ja
H&K Datenver. Nürn.	Praxident	nein	VDDS / Medical EDA *	€ 470,00	nein			ja	ja
Martin Engineering CH	ZA-Win	nein	VDDS / Medical EDA *	€ 470,00	nein			ja	ja

Thema: Softwareübersicht für L-Cam USB über WDM / DirectX Treiber

Röntgen	Programm Name	Bildmodul vorhanden	Bildmodul Name	Aufpreis Bildmodul	WDM für L-Cam	Freezefunktion COM 4	Freezefunktion Game	Freigabe XP / 2000	Freigabe Vista
Gendex	VixWin 2000 / Pro	ja	VixWin 2000 / Pro		ja		X	ja	nein
Sirona	Sidexis XG	ja	Sidexis XG	Key Controll *	ja			ja	nein
Kodak / Trophy	Danal Imaging	ja	Dental Imaging	Key Controll *	ja			ja	nein
Instrumentarium	Clinicview	ja	Clinicview	Key Controll *	ja			ja	nein
Soredex	Digora für Windows	ja	Digora für Windows		ja	X	X	nein	nein
Planmeca	Dimaxis	ja	Dimaxis	Key Controll	ja			ja	nein
Dexis	Dexis	ja	DX-Image			X		ja	nein
Sonstiges									
Dürr	DBSWin	ja	DBSWin		ja	X		ja	ja
Orangedental	Byzz ab V 5.1	ja	Byzz		ja	X		ja	ja

* Key Controll

Die Bezeichnung Key Controll steht für eine zusätzliche Software von I.C.LERCHER. Diese Software wird für die Erstellung einer Tastenkombination verwendet, ausgelöst durch den Fingertaster. Diese Tastenkombination ist abgestimmt auf die jeweiligen Softwaremodule. Dadurch kann das Kamerabild eingefroren, bzw. abgespeichert werden. Zusätzliche Kosten € 100,00 / Netzwerkversion.

* VDDS / Softdent EDA

Die Bezeichnung VDDS / Medical EDA beschreibt die Kompatibilität über die I.C.LERCHER Software Medical EDA. Diese Software wird über die VDDS Schnittstelle des Abrechnungsprogramms gestartet, wobei die Patientendaten automatisch übergeben werden. Zusätzliche Kosten € 470,00 / Netzwerkversion.

Freigabe unter VISTA

Die meisten Softwareprogramme haben keine Freigabe für Windows VISTA und können daher von uns nicht getestet bzw. freigegeben werden.

unverbindliche Info OHNE Gewähr!